


ПроСПОК – Успешная целенаправленная магнитотерапия заболеваний предстательной железы



ПроСПОК – мягкое, локальное, специфическое воздействие на предстательную железу и получение наилучшего лечебного эффекта при наименьших затратах.

Аппарат магнитного воздействия в современной форме разработан и изготовлен в долголетнем сотрудничестве с ведущими физио-терапевтическими и урологическими клиниками.

Портативный прибор простой в применении: Поместите индуктор – наберите время процедуры и величину воздействия – нажмите старт.



Магнитное поле создаваемое аппаратом **ПроСПОК** мягко воздействует на предстательную железу, что гарантирует специфичность терапевтического эффекта. Магнитное поле не имеет излишней концентрации воздействия, его форма соответствует параметрам биомагнитного поля простатальной железы.

Это приводит к улучшению микроциркуляции, повышению проницаемости мембран в зоне воздействия, увеличивает скорость течения биохимических реакций и обменных процессов, регенерации поврежденных тканей, стимуляции нервно-мышечного аппарата.

Техничецкие характеристики

Мощность на индукторе 3,5 Вт
 Напряжение на индукторе 8В
 Амплитуда Магнитного поля 15 мТл
 Частота следований импульсов 10Гц
 Частота воздействия 70–90 Гц

Общая масса 2,4 кг
 Высота 98 мм
 Ширина 213 мм
 Глубина 199 мм